

ミニ・ライト ピークフローメーター『ライト目盛』をご使用中の患者様へのお知らせ





松吉医科器械株式会社

ミニ・ライト ピークフローメーターをご愛用頂き誠にありがとうございます。

この度、製造業者であるクレメントクラーク社のミニ・ライト ピークフローメーター『ライト目盛』の販売中止に伴い、現在ご使用中のピークフローメーターの交換時期になりましたら『A T S 目盛』への切り替えをお願い致します。

1. 使用目的、使用方法是従来の『ライト目盛』と同じです。

2. 目盛表示パネルの色が異なります。

	標準品（目盛表示：黒⇒紫）	小児用（目盛表示：赤⇒青）
販売中止商品 『ライト目盛』	 黒	 赤
後継商品 『A T S 目盛』	 紫	 青

3. 『ライト目盛』と『A T S 目盛』では標準値に多少の違いがあります。

（標準値表をご活用ください）

4. ご使用中の『ライト目盛』はそのまま使用していただいて問題ありません。

製品の耐久年数は使用開始後 2 年又は 4000 回使用可能です。現在ご使用中のピークフローメーターの交換時期になりましたら『A T S 目盛』へ切り替えをお願い致します。

～参考～ 『A T S 目盛』と『ライト目盛』の違い

『A T S 目盛』：アメリカ胸部疾患学会（American Thoracic Society/ATS）が勧告した方法。

「機械装置」を用いて導いた結果データを校正して確定。

『ライト目盛』：B.W.Wright 自ら開発したピークフローメーターにつけた目盛。

ヨーロッパの『人』で試験した結果を校正して確定。

＊ 世界では欧州諸国・米国・豪州などで『A T S 目盛』が使用されています。

以上