


# 現場の声をカタチに！ マツヨシ カテーテル用保護ベルト

- カテーテル処置時に患者を固定する保護ベルトです。
- 患者の無意識の動きをベルトで保護することで、スムーズな処置が行えます。
- カテーテル挿入部位や患者の状態に応じて、①～④を組み合わせ使用できます。
- レントゲン撮影の写り込みのない素材を採用。
- ①～③はカツラギ生地を使用。ネットに入れて洗濯が可能です。
- ④は撥水素材を使用。カバーが外せるので、カバー部をネットに入れて洗濯が可能です。



MATSUYOSHI  
マツヨシ カテーテル用保護ベルト




コード	①24-3330-00	②24-3330-01	③24-3330-02	④24-3330-03
定価(税抜)	¥34,500	¥12,500	¥11,000	¥17,000
品番	MY-TK1100	MY-TK1110	MY-TK1120	MY-TK1130
規格	膝用	手用	胸用	手首処置用
材質	生地=綿100%(カツラギ)、 ベルト部=ポリエステル100%、中材=V-Lap		生地=綿100%(カツラギ)、 ベルト部=ポリエステル100%	生地=ナイロン100%、 ベルト部=ポリエステル100%、 中材=ポリウレタン
付属品	-			固定用ベルト(W3×L90cm)×2本
取り扱い	洗濯○、乾燥機○(80℃以下)、オートクレープ×			
通常時在庫情報	マツヨシ在庫			

●サイズの目安(cm)

	①	②	③	④
(a)全長	65~148	35~137	170	45 (14.5/34)
(b)幅	23	8	18	10
(c)適用範囲	大腿周り：22~45	手首周り：13~22	面ファスナー部：16×34	-

※台の形状によっては合わない場合がございます。

 松吉医科器械株式会社

【本社】

〒113-8520 東京都文京区湯島3-14-9 湯島ビル3F

【オフィス】

札幌・仙台・埼玉・東京・名古屋・大阪・広島・福岡

<https://www.matsuyoshi.co.jp>

